

## KLIN REHABILITACYJNY 35X15X21 CM





**54,00 zł**


Dostępny w 18 kolorach.

**SKU:** SPE10024 | **Categories:** [Duża motoryka](#), [Kliny rehabilitacyjne](#), [Specjalne potrzeby edukacyjne](#) |

### WARIACJE

Image	SKU	Price	Stock Status	Stock Quantity	Description	Kolor materiału
	SPE24	54,00 zł	Produkt dostępny na zamówienie	0		EKOSKÓRA BEŻOWY
	SPE10024	54,00 zł	Produkt dostępny na zamówienie	0		Any Kolor materiału

## ZDJĘCIA PRODUKTU



## OPIS PRODUKTU

Polecane zastosowanie:

- w rehabilitacji
- podczas masażu (tradycyjnych, sportowych)
- w gimnastyce korekcyjnej (w tym zwłaszcza dzieci)
- w łagodzeniu urazów poszczególnych części ciała
- w ćwiczeniach rozwijających motorykę dzieci
- w salonach kosmetycznych
- w salach zabaw dla dzieci

Specyfikacja materiału:

Pokrowiec: materiał z powłoką PCV przeznaczony dla wyrobów medycznych, dzięki czemu jest bardzo łatwy w czyszczeniu oraz dezynfekcji:

- materiał zgodny z rozporządzeniem REACH, posiada atest Certyfikat STANDARD 100 by OEKO-TEX®
- nie zawiera ftalanów
- ognioodporny
- odporny na płyny fizjologiczne (krew, mocz, pot) oraz na alkohol



- odporny na UV, przez co może być także używany na zewnątrz
  - odporny na zadrapania
  - olejoodporny

Wypełnienie: średnio twarda pianka poliuretanowa o podwyższonej odporności na odkształcenia:

- posiada ATEST HIGIENICZNY wdany przez Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni
- posiada atest Certyfikat STANDARD 100 by OEKO-TEX® – klasa produktów I wydany przez Instytut Włókiennictwa w Łodzi
- produkowana z surowców o podwyższonej jakości, nie powodujących zubożenia warstwy ozonowej

Dostępne w 18 kolorach.

Zastosowanie Klinów rehabilitacyjnych w różnego rodzaju ćwiczeniach oraz zabiegach wpływa pozytywnie na łagodzenie urazów oraz zwiększa szanse na powrót pacjenta do pełnej sprawności fizycznej. Stosowane są w rehabilitacji ruchowej, podczas gimnastyki korekcyjnej oraz w trakcie masażu tradycyjnych i sportowych. Mogą być stosowane podczas leżenia na plecach lub na brzuchu, w zależności od pozycji złożeniowej w czasie zabiegów. Kliny rehabilitacyjne mogą być także wykorzystywane z powodzeniem w trakcie rehabilitacji po urazach czy operacjach ortopedycznych, gdyż zabezpieczają kończyny dolne przed wykonaniem niewłaściwych ruchów. Polecane są również dla dzieci, wykorzystanie ich podczas zabawy, znacznie wspiera rozwój dużej motoryki.

Dzięki szerokiej ofercie kolorystycznej oraz zróżnicowanym rozmiarom, możliwe jest skomponowanie zestawu do ćwiczeń niezbędnego w każdym gabinecie fizjoterapeutycznym, gabinecie masażu czy też szkole i przedszkolu.

Kliny rehabilitacyjne są wyrobem medycznym zgodnie z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów medycznych i w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, zgłoszonym do Rejestru Wyrobów Medycznych prowadzonego przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, wyposażona w deklarację zgodności producenta i opatrzona znakiem CE.



## INFORMACJE DODATKOWE

<b>Dimensions</b>	35 × 15 × 21 cm
<b>Przeznaczenie</b>	<a href="#">Szkoła podstawowa I-III</a> , <a href="#">Szkoła podstawowa IV-VIII</a> , <a href="#">Przedszkole</a>
<b>Kolor materiału</b>	<a href="#">EKSKÓRA BEŻOWY</a> , <a href="#">EKSKÓRA BIAŁY</a> , <a href="#">EKSKÓRA BŁĘKITNY</a> , <a href="#">EKSKÓRA CIEMNONIEBIESKI</a> , <a href="#">EKSKÓRA CIEMNOSZARY</a> , <a href="#">EKSKÓRA CIEMNOZIELONY</a> , <a href="#">EKSKÓRA CZARNY</a> , <a href="#">EKSKÓRA CZERWONY</a> , <a href="#">EKSKÓRA FIOLETOWY</a> , <a href="#">EKSKÓRA JASNONIEBIESKI</a> , <a href="#">EKSKÓRA JASNORÓŻOWY</a> , <a href="#">EKSKÓRA JASNOSZARY</a> , <a href="#">EKSKÓRA JASNOZIELONY</a> , <a href="#">EKSKÓRA MEDYCZNY ZIELONY</a> , <a href="#">EKSKÓRA NIEBIESKI</a> , <a href="#">EKSKÓRA POMARAŃCZOWY</a> , <a href="#">EKSKÓRA ZIELONY</a> , <a href="#">EKSKÓRA ŻÓŁTY</a>
<b>Pracownia</b>	<a href="#">Pracownia sensoryczna</a>

**THERE ARE NO REVIEWS YET.**